



ARES

Рентгенохирургические
аппараты типа С-дуга

129626, Москва, проспект Мира,
дом 102, корпус 1, этаж 6, к. 6

Телефон: 8 (800) 555-73-87

Email: info@medeq.ru

Web: www.medeq.ru



Компактная и практичная С-дуга для хирургической флюороскопии с одним поворотным 24-дюймовым тачскрин-монитором, закрепленным на штативе.

1

Решение для малых операционных

Расположение монитора на штативе С-дуги не требует использования дополнительной тележки для монитора. Данное решение позволяет компактно разместить оборудование и использовать весь его функционал даже в небольших операционных.

2

Выбор комплектации

Моноблок комплектуется рентгеновской трубкой с неподвижным или вращающимся анодом; мощность генератора варьируется от 3,5 до 5 кВт.

3

Многофункциональный монитор на штативе С-дуги

Большой цветной сенсорный монитор, расположенный на штативе С-дуги, с функционалом рабочей станции: отображение текущего изображения и последнего кадра, выбор настроек изображения, фильтров, ввод данных пациента. Монитор имеет углы поворота по горизонтальной оси и углы наклона по вертикальной оси.

4

Все необходимое для постобработки изображений

В базовой версии уже содержится все необходимое для обработки изображений: пакет измерений, горизонтальная/вертикальная инверсия, регулировка яркости и контраста, рекурсивный фильтр, краевой фильтр и многое другое, что позволяет провести полную оценку полученных изображений без повторных обследований пациента. Опционально цифровые пакеты могут быть расширены.