



РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ

серия ПРОГРАФ



РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ

Цифровые аппараты серии ПроГраф

Универсальные рентгенографические аппараты серии ПроГраф позволяют выполнить все виды рентгенографических обследований, востребованных в амбулаторной сети и большинстве широкопрофильных и специализированных стационаров. Аппараты серии ПроГраф заменяют стол и стойку снимков и представляют собой достойную альтернативу РДК на 2 рабочих места.

Аппараты разработаны на основе последних достижений в области рентгеновской техники для проведения широкого спектра цифровых исследований при минимальной дозовой нагрузке.

Современный цифровой приемник изображения позволяет быстро получить полноформатный снимок высокого разрешения с минимальными искажениями изображения.

Современное высокочастотное рентгеновское питающее устройство позволяет улучшить управление напряжением и током и снизить пульсации.

Функция автоматике по органам облегчает врачу выбор необходимых параметров съемки.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ВКЛЮЧАЕТ:

- АРМ лаборанта с графическим монитором;
- АРМ рентгенолога с монохромным медицинским и графическим мониторами;
- медицинский принтер для печати снимков;
- офисный принтер для отчетов;
- цифровой архив на дисковых накопителях, с повышенной защитой от сбоев и емкостью, достаточной для долговременного хранения снимков;
- рентгенопрозрачный стол-каталка;
- программа управления, обработки и архивирования снимков «ПроГраф».

Программное обеспечение «ПроГраф» соответствует международному протоколу DICOM 3.0, благодаря чему может быть интегрировано в любую современную медицинскую информационную систему. В программе заложены практически неограниченные возможности обработки полученного изображения специальными фильтрами. Программное обеспечение разрабатывается в тесном сотрудничестве с рентгенологами, поэтому содержит все необходимые формы отчетов и заключений.



ПРОГРАФ-7000

Удобство в управлении, высокое качество изображения и современный эргономичный дизайн делают ПроГраф-7000 оптимальным аппаратом для оснащения кабинета общей рентгенографии.

Рентгенопрозрачный стол-каталка с плавающей углепластиковой декой упрощает обследование лежачих пациентов.



Все движения многопозиционного штатива полностью моторизированы и контролируются программным обеспечением и беспроводным пультом управления.

Система камера — излучатель, размещенная на подвижной поворотной траверсе, обладает изменяемым фокусным расстоянием и перемещается в вертикальном направлении вдоль штатива, а вращение излучателя позволяет легко осуществлять позиционирование на нужной высоте и углах согласно условиям выполнения снимка.

ПРОГРАФ-5000

ПроГраф-5000 доступный и надежный аппарат, имеющий все необходимые качественные характеристики.

Траверса перемещается в вертикальном направлении и вращается в вертикальной плоскости.

На аппарате можно проводить исследования органов грудной клетки в положении пациента стоя, а для лежачих пациентов предусмотрен рентгенопрозрачный мобильный стол-каталка.



Автоматизированное рабочее место врача-рентгенолога



Рентгенопрозрачный стол-каталка

ПРОГРАФ В ЯЩИЧНОЙ УКЛАДКЕ

Програф в ящичной укладке предназначен для обследования населения в географически трудно-доступных районах.

Аппарат транспортируется в разобранном виде в специальных ящиках, которые служат элементами конструкции аппарата. Ящики могут перевозиться на любом виде транспорта, что облегчает их доставку в любую точку континента.



Аппарат легко монтируется силами двух человек в течение одного часа, что позволяет использовать его даже в полевых условиях.

129626, Москва, проспект Мира,
дом 102, корпус 1, этаж 6, к. 6

Телефон: 8 (800) 555-73-87

Email: info@medeq.ru

Web: www.medeq.ru